


Anticorps Polyclonal Anti-Mccc1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Rq3

Numéro d'article: CM0014812



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible le MCCC1 humain, validé pour les applications WB, IHC-P et ELISA. Il présente une réactivité croisée avec la souris et le rat, soutenant la recherche sur le métabolisme de la leucine et les troubles associés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MCCC1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MCCA ; MCC-B ; MCCCalpha ; MCCC1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	56922
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 640-725 du MCCC1 humain (NP_064551.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96RQ3
Poids moléculaire de la protéine	80 kDa
Expédition	Sac de glace