


Anticorps Polyclonal Anti-Mccc2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hcc0

Numéro d'article: CM0017390



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MCCC2 (MCCB), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Convient pour l'étude de la méthylcrotonoyl-CoA carboxylase dans le catabolisme de la leucine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MCCC2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MCCB; MCCCbeta; MCCC2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64087
GeneID	64087
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 284-563 de MCCC2 humain (NP_071415.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HCC0
Poids protéique	61kDa
Expédition	Sac de glace