


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mccc2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hcc0

Numéro d'article: CM0025965



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MCCC2 (MCCB) validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le catabolisme de la leucine et la carboxylase mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MCCC2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MCCB; MCCCbeta; MCCC2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64087
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 284-563 de la MCCC2 humaine (NP_071415.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HCC0
Poids de la protéine	61kDa
Expédition	Sac de glace