

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mcee Pour Wb, Elisa - Q96Pe7

Numéro d'article: CM0018346



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MCEE humain (méthylmalonyl-CoA épimérase, mitochondrial), adapté pour le WB et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Usage de recherche pour les études du métabolisme du propionyl-CoA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MCEE Lapin pAb
Remarques/Alias	MCE ; MMCE ; GLOD2 ; MCEE
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	84693
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-176 du MCEE humain (NP_115990.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96PE7
Poids Moléculaire de la Protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace