

Anticorps Polyclonal Anti-Mchr1 Pour Wb Et Elisa - Q99705

Numéro d'article: CM0021737



Introduction

Anticorps polyclonal lapin anti-MCHR1 pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. MCHR1 est un RCPG régulant l'alimentation, l'équilibre énergétique et le sommeil. Idéal pour les études en neurosciences et métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MCHR1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SLC1; GPR24; MCH1R; SLC-1; MCH-1R; MCHR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2847
GeneID	2847
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-95 de MCHR1 humain (NP_005288.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99705
Poids Protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace