

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mcl1 Pour Wb - Q07820

Numéro d'article: CM0023569



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine MCL1 humaine (Mcl-1, Bcl2-L-3) pour Western blot. Détecte toutes les isoformes ; impliqué dans la régulation de l'apoptose. Immunogène peptidique situé dans la région des acides aminés 100-200.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-MCL1 de lapin
Remarques / Alias	TM ; EAT ; MCL1L ; MCL1S ; Mcl-1 ; BCL2L3 ; MCL1-ES ; bcl2-L-3 ; mcl1/EAT ; MCL1
Espèce cible	Humain
GeneID (humain)	4170
GeneID	4170
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans la région des acides aminés 100-200 de la MCL1 humaine (NP_068779.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q07820
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace