

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mcm10 Pour Wb Et Elisa - Q7L590

Numéro d'article: CM0024859

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MCM10 humain, un facteur d'initiation de la réplication de l'ADN. Convient pour les applications Western Blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour l'étude du stress de réplication et de la stabilité du génome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MCM10 Lapin pAb
Remarques/Alias	CNA43; DNA43; IMD80; PRO2249; MCM10
Espèce	Humain
GeneID	55388
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante la contenant une séquence correspondant aux acides aminés 616-875 du MCM10 humain (NP_877428.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q7L590
Poids moléculaire	98kDa
Expédition	Sac de glace