


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Mcm2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49736

Numéro d'article: CM0005776



Introduction

Anticorps monoclonal lapin dirigé contre le facteur de licence de réplication de l'ADN MCM2, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Adapté à l'étude du cycle cellulaire, de la réplication de l'ADN et de l'oncogenèse. Matière première IVD fiable.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-MCM2
Remarques / Alias	BM28, CCNL1, CDCL1, cdc19, DFNA70, D3S3194, MITOTIN, MCM2
Espèce	Humain
Identifiant de gène	4171
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 1-288 de la protéine MCM2 humaine (NP_004517.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49736
Poids de la protéine	102 kDa
Expédition	Sac de glace