


Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Mcm2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49736

Numéro d'article: CM0002601



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le MCM2 humain, validé pour le Western blot, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la réplication de l'ADN et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MCM2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	BM28; CCNL1; CDCL1; cdc19; DFNA70; D3S3194; MITOTIN; MCM2
Espèce	Humain
GeneID	4171
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du MCM2 humain (P49736).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49736
Poids Protéique	102kDa
Expédition	Sac de glace