


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mcm2 Pour Wb, Elisa - P49736

Numéro d'article: CM0016309



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la MCM2 humaine, un facteur de licence de la réplication de l'ADN. Validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain et la souris. Convient aux études du cycle cellulaire et de la réplication.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MCM2 pAb de lapin
Remarques/Alias	BM28; CCNL1; CDCL1; cdc19; DFNA70; D3S3194; MITOTIN; MCM2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4171
GeneID	4171
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 360-700 de la MCM2 humaine (NP_004517.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	P49736
Poids de la protéine	102 kDa
Expédition	Sac de glace