


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Mcm3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P25205

Numéro d'article: CM0003123



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre le MCM3 humain (P25205) pour le western blot, l'IHC, l'IF, l'IP et l'ELISA. Validé sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la réplication de l'ADN et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MCM3 Rabbit mAb
Remarques/Alias	HCC5; P1.h; RLFB; P1-MCM3; MCM3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4172
GeneID	4172
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25205
Poids moléculaire	91kDa
Expédition	Sac de glace