


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mcm3 Pour Wb, Ip, Elisa - P25205

Numéro d'article: CM0013573



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MCM3 humain. Validé pour WB, IP, ELISA, et réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur la réplication de l'ADN et le cycle cellulaire. UniProt : P25205.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MCM3 Lapin pAb
Remarques/Alias	HCC5 ; P1.h ; RLF8 ; P1-MCM3 ; MCM3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4172
GeneID	4172
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-295 du MCM3 humain (NP_002379.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25205
Poids protéique	91 kDa
Expédition	Sac de glace