


Anticorps Monoclonal Anti-Mcm4 Pour Wb, Elisa - P33991

Numéro d'article: CM0010611



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le MCM4 humain pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec le MCM4 de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la réplication de l'ADN et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MCM4 Lapin mAb
Remarques/Alias	NKCD; CDC21; CDC54; IMD54; NKGCD; hCdc21; P1-CDC21; MCM4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4173
GeneID	4173
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 764-863 du MCM4 humain (P33991)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P33991
Poids Protéique	97kDa
Expédition	Sac de glace