


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mcm5 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P33992

Numéro d'article: CM0025689



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre le facteur de licence de réplication de l'ADN MCM5 (CDC46). Validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Pour les études du cycle cellulaire et de la réplication de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MCM5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CDC46, MGORS8, P1-CDC46, MCM5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4174
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-230 de MCM5 humain (NP_006730.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P33992
Poids moléculaire de la protéine	82kDa
Expédition	Sac de glace