


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mcm5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P33992

Numéro d'article: CM0014895



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine MCM5 humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit avec la protéine MCM5 humaine, murine et de rat. Idéal pour les études sur la réplication de l'ADN et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	MCM5 pAb de lapin
Remarques/Synonymes	CDC46 ; MGOR58 ; P1-CDC46 ; MCM5
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	4174
GenelD	4174
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 230 de la protéine MCM5 humaine (NP_006730.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P33992
Poids moléculaire	82 kDa
Expédition	Sac de glace