


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Mcm6 (Validé Kd) Pour Wb, Elisa - Q14566

Numéro d'article: CM0002825



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-MCM6 validé KD pour WB et ELISA ; détecte le MCM6 humain et souris (Q14566), un facteur clé de la licence de réplication de l'ADN dans le complexe hélicase CMG, assurant une réplication unique par cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] MCM6 Lapin mAb
Remarques/Alias	Mis5; P105MCM; MCG40308; [Validé KO/KD] MCM6
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4175
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 601-821 du MCM6 humain (NP_005906.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q14566
Poids moléculaire	93kDa
Expédition	Sac de glace