


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mcm6 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q14566

Numéro d'article: CM0020505



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MCM6 humain, validé pour le Western blot, l'IF/ICC, l'IP et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour la recherche sur la réplication de l'ADN et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MCM6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Mis5 ; P105MCM ; MCG40308 ; MCM6
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	4175
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 562-821 de MCM6 humain (NP_005906.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q14566
Poids moléculaire de la protéine	93 kDa
Expédition	Sac de glace