


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mcm7 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P33993

Numéro d'article: CM0003060



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-MCM7 validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reconnaît la protéine MCM7 humaine, une sous-unité de l'hélicase répliquative MCM2-7 essentielle à la réplication de l'ADN. Adapté à la recherche sur le cycle cellulaire et la réplication.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb MCM7 de lapin
Remarques / Alias	MCM2; CDC47; P85MCM; P1CDC47; PNAS146; PPP1R104; P1.1-MCM3; MCM7
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4176
Identifiant du gène	4176
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 600 et 700 de la protéine MCM7 humaine (P33993).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P33993
Poids de la protéine	81 kDa
Expédition	Sac de glace