


Anticorps Polyclonal Anti-Mcmbp Pour Wb, Elisa - Q9Bte3

Numéro d'article: CM0030999



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MCMBP validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Cible la protéine de liaison au complexe de maintenance des mini-chromosomes, un régulateur clé de la réplication de l'ADN et de la cohésion des chromatides sœurs. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MCMBP pAb de lapin
Remarques/Alias	MCM-BP; C10orf119; MCMBP
Espèce	Humain
ID du gène	79892
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 240 de la protéine MCMBP humaine (NP_079110.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BTE3
Poids de la protéine	73 kDa
Expédition	Sac de glace