


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mcoln2 (Trpml2) Pour Wb Et Elisa - Q8Izk6

Numéro d'article: CM0018787



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MCOLN2 (TRPML2) humain, adapté pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et le rat. Utile pour l'étude de la fonction du canal ionique lysosomal, du trafic membranaire et de l'immunité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MCOLN2 Lapin pAb
Remarques/Alias	TRPML2; TRP-ML2; MCOLN2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	255231
ID de gène	255231
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 90-275 du MCOLN2 humain (NP_694991.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q8IZK6
Poids moléculaire	66kDa
Expédition	Sac de glace