

Anticorps Monoclonal Anti-Mcu (Validé Par Ko) Pour Wb, Elisa - Q8Ne86

Numéro d'article: CM0003439

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la MCU humaine, validé pour Western blot et ELISA. Reconnaît la MCU humaine, de souris et de rat (40 kDa). Adapté pour les études sur la captation du calcium mitochondrial et la physiologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] MCU Rabbit mAb
Remarques / Alias	HsMCU; C10orf42; CCDC109A; CU
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	90550
GeneID	90550
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 51-170 de la MCU humaine (NP_612366.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NE86
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace