

Anticorps Polyclonal Anti-Mcu Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ne86

Numéro d'article: CM0020063



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MCU humain, uniporteur mitochondrial du calcium. Convient pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Soutient les recherches sur la signalisation calcique mitochondriale et la bioénergétique cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MCU Rabbit pAb
Remarques/Alias	HsMCU; C10orf42; CCDC109A; MCU
Espèce	Homme
ID du gène (humain)	90550
ID du gène	90550
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 51-170 du MCU humain (NP_612366.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q8NE86
Poids moléculaire	40 kDa
Expédition	Poche de glace