

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mcu Pour Wb Et Elisa - Q8Ne86

Numéro d'article: CM0019927



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MCU validé pour WB et ELISA. Reconnaît la MCU humaine, murine et de rat, une uniporte mitochondriale du calcium régulant la production d'ATP, la signalisation calcique et les voies de mort cellulaire. Idéal pour la recherche mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MCU pAb de lapin
Remarques/Alias	HsMCU ; C10orf42 ; CCDC109A ; MCU
Espèce	Humaine
ID du gène	90550
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant aux acides aminés 51-170 de la MCU humaine (NP_612366.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q8NE86
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace