


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mda5 Pour Wb, Elisa - Q9Byx4

Numéro d'article: CM0018852



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MDA5 humain (IFIH1), un capteur cytoplasmique de l'ARN viral et un activateur de l'immunité innée antivirale. Validé pour les applications WB et ELISA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MDA5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IFIH1; AGS7; Hlcd; IDDM19; MDA-5; MDA5; RLR-2; SGMRT1; interferon induced with helicase C domain 1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64135
GeneID	64135
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9BYX4
Poids protéique	25 kDa/117 kDa
Expédition	Sac de glace