


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mdc1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14676

Numéro d'article: CM0028405



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine MDC1 (NFBD1), une protéine clé du point de contrôle des dommages à l'ADN qui se lie à γ H2AX. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Idéal pour les études sur la réparation de l'ADN et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MDC1 Rabbit pAb
Remarques / alias	NFBD1; MDC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9656
GeneID	9656
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 350 de la MDC1 humaine (NP_055456.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	Q14676
Poids de la protéine	227 kDa
Expédition	Sac de glace