

Anticorps Monoclonal Anti-Mdh1 Pour Wb, Elisa - P40925

Numéro d'article: CM0004680



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le MDH1 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le MDH1 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour la recherche métabolique et sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MDH1 Lapin mAb
Remarques/Alias	KAR; MDHA; MOR2; DEE88; MDH-s; EIEE88; HEL-S-32; MGC:1375; MDH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4190
GeneID	4190
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 235-334 du MDH1 humain (P40925).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40925
Poids Protéique	36kDa
Expédition	Sac de glace