

Anticorps Polyclonal Anti-Mdh1 Pour Wb Et Elisa - P40925

Numéro d'article: CM0028077



Introduction

Anticorps polyclonal contre la MDH1 humaine recombinante (aa 1-334) validé pour WB et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cible la malate déshydrogénase cytoplasmique dans le navette malate-aspartate et le cycle de l'acide citrique (TCA).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MDH1 Lapin pAb
Remarques/Alias	KAR, MDHA, MOR2, DEE88, MDH-s, EIEE88, HEL-S-32, MGC:1375, MDH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4190
GeneID	4190
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-334 de la MDH1 humaine (NP_005908.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40925
Poids Protéique	36kDa
Expédition	Sac de glace