

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Mdh2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P40926

Numéro d'article: CM0003133



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant le MDH2 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec le MDH2 de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme mitochondrial et les troubles neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MDH2 Lapin mAb
Remarques/Alias	MDH; MOR1; DEE51; M-MDH; EIEE51; MGC:3559; MDH2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4191
GeneID	4191
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 du MDH2 humain (P40926)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40926
Poids Protéique	36kDa
Expédition	Sac de glace