

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mdm2 Pour Ihc-P Et Elisa - Q00987

Numéro d'article: CM0004384



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine MDM2 humaine, validé pour l'IHC-P et l'ELISA. Un immunogène peptidique synthétique cible la région N-terminale (acides aminés 101-200). Idéal pour l'étude de l'ubiquitination de p53 et des rôles oncogéniques dans le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-MDM2 de lapin
Remarques / Alias	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; MDM2
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	4193
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 101-200 de la protéine MDM2 humaine (NP_001354919.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q00987
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sachet isotherme réfrigéré