

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mdm2 Pour Wb, Elisa - Q00987

Numéro d'article: CM0007415



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine MDM2 humaine (HDM2), validé pour WB et ELISA. Idéal pour l'étude de l'E3 ubiquitine ligase dans les voies du p53, l'apoptose et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-MDM2
Remarques/Alias	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; MDM2
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	4193
GeneID	4193
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 101 et 200 de la protéine MDM2 humaine (NP_001354919.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q00987
Poids de la protéine	11kDa/14kDa/24kDa/30kDa/33kDa/35kDa/48kDa/49kDa/55kDa
Expédition	Sachet de glace