

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mdm2 Pour Wb Et Elisa - Q00987

Numéro d'article: CM0016011



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MDM2 humain (HDM2), adapté pour le WB et l'ELISA. Détecte le MDM2 humain, murin et de rat. Idéal pour les études sur l'ubiquitination de p53 et la recherche sur le cancer. - Q00987

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MDM2 Lapin pAb
Remarques/Alias	HDMX, LSKB, hdm2, ACTFS, MDM2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4193
GeneID	4193
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-430 du MDM2 humain (NP_001354919.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00987
Poids protéique	55kDa
Expédition	Sac de glace