

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mdm2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q00987

Numéro d'article: CM0017174



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le MDM2 humain, validé pour la WB, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte le MDM2 humain et murin (55 kDa), une ligase E3 de l'ubiquitine et un régulateur clé de p53, idéal pour la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MDM2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HDMX ; LSKB ; hdm2 ; ACTFS ; MDM2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	4193
ID du gène	4193
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 231 et 330 du MDM2 humain (NP_001354919.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q00987
Poids moléculaire de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace