


Anticorps Polyclonal Anti-Me1 (Wb, Elisa) - P48163

Numéro d'article: CM0027785



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la ME1 humaine (enzyme malique dépendante du NADP). Validé pour le Western blot et l'ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Détecte une bande à ~64 kDa. Convient pour la recherche métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du Produit	ME1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MES; HUMNDME; ME1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	4199
ID de Gène	4199
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de la ME1 humaine (NP_002386.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48163
Poids Protéique	64kDa
Expédition	Sac de glace