


Anticorps Polyclonal Anti-Me2 Pour Wb, Elisa - P23368

Numéro d'article: CM0025407



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'enzyme malique mitochondriale NAD-dépendante (ME2) humaine. Validé pour le Western blot et l'ELISA, l'immunogène correspond aux acides aminés 220-479. Idéal pour l'étude du métabolisme mitochondrial et des maladies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ME2 Lapin pAb
Remarques/Alias	ODS1 ; ME2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4200
GeneID	4200
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 220-479 du ME2 humain (NP_001161807.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P23368
Poids moléculaire protéique	65 kDa
Expédition	Sac de glace