


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Me3 (Nadp-Me) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16798

Numéro d'article: CM0014388



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la ME3 humaine (enzyme malique dépendante du NADP, mitochondriale). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Uniprot : Q16798.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ME3 pAb de lapin
Remarques/alias	NADP-ME ; ME3
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	10873
ID du gène	10873
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q16798
Poids moléculaire	67 kDa
Expédition	Sac réfrigérant