

Anticorps Polyclonal Anti-Meaf6 Pour Wb, Elisa - Q9Haf1

Numéro d'article: CM0013106

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre MEAF6 (CENP-28, EAF6), adapté aux applications Western blot et ELISA. Réagit avec des échantillons humains et de souris. Cible de 22 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MEAF6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	EAF6; CENP-28; C1orf149; NY-SAR-91; MEAF6
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	64769
GeneID	64769
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 191 de la protéine MEAF6 humaine (NP_001257804.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9HAF1
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sachet de glace