


Anticorps Monoclonal Anti-Meckeline Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Hya8

Numéro d'article: CM0003857



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre la Meckeline humaine (TMEM67), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les ciliopathies et la signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-Meckeline de lapin
Remarques/Alias	MKS3; JBTS6; NPHP11; TNEM67; MECKELIN; Meckeline
Espèce cible	Humain
Identifiant de gène (humain)	91147
Identifiant de gène	91147
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 800-880 de la Meckeline humaine (NP_714915.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5HYA8
Poids de la protéine	112 kDa
Expédition	Sac de glace