

Anticorps Polyclonal Anti-Mecp2 Pour Wb, Elisa - P51608

Numéro d'article: CM0027033



Introduction

Anticorps Polyclonal Lapin Anti-MECP2 (P51608) validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour les études en biologie de la chromatine, méthylation de l'ADN et troubles du neurodéveloppement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MECP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	RS; RTS; RTT; PPMX; MRX16; MRX79; MRXSL; AUTSX3; MRXS13; MECP2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4204
GeneID	4204
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 387-486 de la MECP2 humaine (NP_004983.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51608
Poids moléculaire	52kDa
Expédition	Sac de glace