

Anticorps Polyclonal Anti-Mecp2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P51608

Numéro d'article: CM0014113



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine de liaison au méthyl-CpG 2 (MECP2). Détecte une bande d'environ 52 kDa en WB. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la répression transcriptionnelle et de la méthylation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MECP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	RS; RTS; RTT; PPMX; MRX16; MRX79; MRXSL; AUTSX3; MRXS13; MECP2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4204
GeneID	4204
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 387-486 de MECP2 humain (NP_004983.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51608
Poids Protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace