

Anticorps Polyclonal Anti-Mecr Pour Ihc-P, Elisa - Q9Bv79

Numéro d'article: CM0018946



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MECR (UniProt Q9BV79) validé pour l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines. Idéal pour l'étude de la synthèse mitochondriale des acides gras, de l'homéostasie du fer et des troubles neurologiques liés à MECR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-MECR
Remarques/Alias	ETR1; NRB1; CGI-63; FASN2B; DYTOABG; MECR
Espèce	Humaine
ID du gène	51102
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 54 et 373 de la MECR humaine (NP_057095.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9BV79
Poids moléculaire de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace