

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mecr Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bv79

Numéro d'article: CM0008276



### Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre le MECR humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la synthèse mitochondriale des acides gras et l'homéostasie du fer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | mAb de lapin anti-MECR                                                                                                      |
| Remarques/Alias    | ETR1 ; NRB1 ; CGI-63 ; FASN2B ; DYTOABG                                                                                     |
| Espèce             | Humain                                                                                                                      |
| GeneID (Humain)    | 51102                                                                                                                       |
| GeneID             | 51102                                                                                                                       |
| Immunogène         | Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 54 et 373 du MECR humain (NP_057095.4). |
| Source             | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                       |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                         |
| SWISS              | Q9BV79                                                                                                                      |
| Poids protéique    | 40 kDa                                                                                                                      |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                |