

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Med1 Pour Wb, Elisa - Q15648

Numéro d'article: CM0022941



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant MED1 humain (sous-unité 1 du complexe médiateur). Validé pour la WB et l'ELISA. Convient à l'étude de la coactivation de la transcription par l'ARN polymérase II et des voies de signalisation des récepteurs nucléaires. Réagit de manière croisée avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MED1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PBP ; CRSP1 ; RB18A ; TRIP2 ; PPARBP ; CRSP200 ; DRIP205 ; DRIP230 ; PPARGBP ; TRAP220 ; MED1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	5469
ID du gène	5469
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de MED1 humain (NP_004765.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q15648
Poids de la protéine	168 kDa
Expédition	□ de glace