

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Med15 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Rn5

Numéro d'article: CM0019672



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MED15 humain (ARC105), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte MED15 d'origine humaine, murine et rat (~87 kDa). Idéal pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle et le complexe Mediator.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MED15 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TIG1; CAG7A; CTG7A; PCQAP; TIG-1; TNRC7; ARC105; MED15
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	51586
Identifiant du gène	51586
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de MED15 humain (NP_001003891.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96RN5
Poids de la protéine	87 kDa
Expédition	Sac de glace