

Anticorps Polyclonal Anti-Med17 Pour Wb, Elisa - Q9Nvc6

Numéro d'article: CM0029515



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MED17, adapté pour le WB et l'ELISA. Validé pour les échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour l'étude du complexe Médiateur et de la transcription par l'ARN polymérase II.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MED17 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SRB4 ; CRSP6 ; CRSP77 ; DRIP80 ; TRAP80 ; MED17
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9440
GeneID	9440
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250-460 de MED17 humain (NP_004259.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NVC6
Poids protéique	73 kDa
Expédition	Sac de glace