

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Med18 Pour Wb, Elisa - Q9Bue0

Numéro d'article: CM0014543



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-MED18 est validé pour WB et ELISA, détectant les MED18 humain et de souris, une sous-unité du complexe Médiateur essentielle pour la transcription par l'ARN polymérase II. Idéal pour l'étude de la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MED18 Lapin pAb
Remarques/Alias	SRB5; p28b; MED18
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54797
GeneID	54797
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BUE0
Poids Protéique	24kDa
Expédition	Sac de glace