

Anticorps Polyclonal Anti-Med20 Pour Wb, Elisa - Q9H944

Numéro d'article: CM0023537



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine MED20, une sous-unité du complexe Médiateur essentielle à la transcription par l'ARN polymérase II. Adapté pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MED20 pAb de lapin
Remarques / Alias	SRB2 ; TRFP ; PRO0213 ; MED20
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9477
GeneID	9477
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 212 de la protéine humaine MED20 (NP_004266.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H944
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace