

Anticorps Polyclonal Anti-Med21 Pour Wb, Elisa - Q13503

Numéro d'article: CM0014606



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine MED21 (SRB7), validé pour Western blot et ELISA. Sous-unité du complexe Médiateur impliqué dans la régulation de la transcription par l'ARN polymérase II. Adapté pour des échantillons humains et de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MED21 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SRB7; SURB7; hSrb7; MED21
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	9412
ID du gène	9412
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 144 de la protéine humaine MED21 (NP_004255.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13503
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace