

Anticorps Polyclonal Anti-Med24 Pour Wb Et Elisa - 075448

Numéro d'article: CM0030053



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MED24 validé pour Western Blot (WB) et ELISA. Détecte le MED24 humain, de souris et de rat, une sous-unité de 110 kDa du complexe Médiateur. Idéal pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MED24 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MED5; CRSP4; ARC100; THRAP4; CRSP100; DRIP100; TRAP100; MED24
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9862
GeneID	9862
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 de la protéine MED24 humaine (NP_055630.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75448
Poids de la protéine	110kDa
Expédition	Sac de glace