

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Med4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Npj6

Numéro d'article: CM0002266



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin anti-MED4, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît le MED4 humain, souris et rat, une sous-unité du complexe Médiateur impliquée dans la transcription de l'ARN polymérase II. Idéal pour la recherche sur la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc Lapin MED4
Remarques/Alias	ARC36, VDRIP, DRIP36, TRAP36, HSPC126, MED4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29079
GeneID	29079
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-250 du MED4 humain (Q9NPJ6)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NPJ6
Poids Protéique	30kDa
Expédition	Sac de glace