

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Med6 Pour Wb Et Elisa - 075586

Numéro d'article: CM0030395



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin MED6 (pAb) validé pour WB et ELISA. Détecte la sous-unité 6 du Médiateur humain (28kDa). Idéal pour la recherche sur la transcription et les études du complexe Médiateur.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin MED6
Remarques/Alias	ARC33 ; NY-REN-28 ; MED6
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	10001
GenelD	10001
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-246 de MED6 humain (NP_005457.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	075586
Poids moléculaire de la protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace